

TV Connector

Návod na použitie



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Obsah

1. Vitajte	4
2. Oboznámenie sa so zariadením TV Connector	5
3. Začíname	8
3.1 Príprava napájacieho zdroja	8
3.2 Podporované audio prípojky	10
3.3 Pripojenie k audio zariadeniu	11
3.4 Voliteľné: Pripojenie k audio zariadeniu pomocou audio zásuvky	12
3.5 Pripojenie zariadenia TV Connector k načúvacím prístrojom	13
4. Každodenné používanie zariadenia TV Connector	15
4.1 Nastavenie hlasitosti zvuku	17
4.2 Zariadenie TV Connector a telefonovanie	18
4.3 Vypnutie prenosu zvuku	18
4.4 Prehľad svetelnej indikácie (LED)	19
5. Riešenie problémov	20
5.1 Testovanie prenosu zvuku	20
5.2 Otázky a odpovede	21

6. Servis a záruka	24
6.1 Platnosť záruky	24
6.2 Medzinárodná garancia	24
6.3 Obmedzenie záruky	25
7. Informácie o zhode	26
8. Informácie a vysvetlenie symbolov	30
9. Dôležité informácie o bezpečnosti	33

1. Vitajte

Blahoželáme vám k výberu zariadenia TV Connector. Zariadenie TV Connector vám umožňuje pripojiť vaše načúvacie prístroje k televízoru alebo iným zariadeniam určeným na zábavu alebo komunikáciu.

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie a zistite, ako môžete využívať funkcie zariadenia TV Connector.

V prípade akýchkoľvek otázok sa poraďte so svojím poskytovateľom načúvacích prístrojov, navštívte autorizované centrum značky Phonak alebo informácie vyhľadajte na internetových stránkach www.phonak.com/tvconnector.

Phonak – life is on

www.phonak.com



Značka CE udelená: 2018


2. Oboznámenie sa so zariadením TV Connector

Zariadenie TV Connector je určené na vytvorenie bezdrôtového spojenia medzi vašimi načúvacími prístrojmi a televízorom (alebo akýmkoľvek iným zdrojom zvuku). Bezdrôtovo odosiela zvukové signály do načúvacích prístrojov v okruhu 15 metrov.


Zariadenie TV Connector je kompatibilné so všetkými načúvacími prístrojmi s bezdrôtovou technológiou a s možnosťou priameho pripojenia.



Toslink alebo audio kábel




Kábel USB



- ① Priama viditeľnosť medzi načúvacími prístrojmi a zariadením TV Connector nie je potrebná. Rušenie spôsobené prostredím, napr. stenami alebo nábytkom, však môže zmenšiť prevádzkový dosah.

2.1 Popis zariadenia



- 1 Tlačidlo pripojenia
- 2 Signalizačný indikátor (LED)
- 3 Napájací konektor typu mikro-USB
- 4 Audio konektor pre optický kábel (Toslink) alebo analógový kábel s konektorom 3,5 mm
- 5 Hlavný vypínač
- 6 Tlačidlá zvýšenia a zníženia hlasitosti (kalibrácia)


3. Začíname

3.1 Príprava napájacieho zdroja


1. Napájací zdroj pripojte k elektrickej zásuvke sieťového napájania.



2. Pripojte menší koniec kábla USB do voľnej zásuvky na zariadení TV Connector.



Zariadenie TV Connector možno napájať aj cez kábel USB na televízore. Pripojte väčší koniec kábla USB do zásuvky USB na televízore.



- ① Zariadenie TV Connector sa zapne po prvom pripojení k napájaciemu zdroju. Ak sa zariadenie TV Connector automaticky nezapne po pripojení napájacieho zdroja, stlačte a podržte hlavný vypínač dlhšie ako 2 sekundy, aby sa zariadenie zaplo.
- ① Pri prvom zapnutí zariadenia sa automaticky inicializuje spojenie s načúvacími prístrojmi a v načúvacích prístrojoch zaznie potvrdzovací tón.

3.2 Podporované audio prípojky

Zariadenie TV Connector možno pripojiť k akémukoľvek zdroju zvuku, napríklad k televízoru, počítaču alebo Hi-Fi systému. Podporuje dva rôzne vstupy audio kábla: optický (Toslink) alebo analógový (3,5 mm konektor). Oba audio káble možno pripojiť k osobitnej zvukovej zásuvke na zariadení TV Connector.



Optický (Toslink)

Digitálny signál
Kábel z optického vlákna
(optický kábel je vopred
nainštalovaný)


Analógový

3,5 mm konektor
(voliteľný)

❶ Vybraný audio kábel zariadenia TV Connector vždy pripájajte k zvukovému **VÝSTUPU** vášho televízora alebo alternatívneho audio zariadenia!


3.3 Pripojenie k audio zariadeniu

Pripojte voľný koniec optického kábla (Toslink) k optickému digitálnemu zvukovému výstupu vášho televízora (alebo zdroja zvuku).



3.4 Voliteľné: Pripojenie k audio zariadeniu pomocou audio zásuvky

Vymeňte dodaný optický kábel (Toslink) na zariadení TV Connector za analógový kábel (s 3,5 mm konektorom). Pripojte jeden koniec analógového kábla k zariadeniu TV Connector a druhý koniec analógového kábla pripojte k výstupnému zvukovému konektoru vášho televízora (alebo alternatívneho zdroja zvuku).






- ⓘ Niektoré televízory vypnú reproduktory pri použití konektora slúchadiel – iné osoby nebudú televízor počuť.

3.5 Pripojenie zariadenia TV Connector k načúvacím prístrojom

- ① Pri prvom pripojení zariadenia TV Connector k napájacíemu zdroju po inštalácii sa automaticky inicializuje pripojenie k načúvacím prístrojom a v načúvacích prístrojoch zaznie potvrdzovací tón.

Postup pripojenia nových načúvacích prístrojov k zariadeniu TV Connector:

- Stlačte tlačidlo pripojenia  na zadnej strane a indikátor začne blikať namodro.
- Uistite sa, že načúvacie prístroje sú zapnuté a vo vzdialenosti do 1 metra od zariadenia TV Connector.



- V prípade úspešného pripojenia začujete v načúvacích prístrojoch pípnutie na znak potvrdenia. To môže trvať až 10 sekúnd.
- Ak počas procesu pripájania nepočuť žiadny zvuk, pípnutia zaznejú vľavo/vpravo počas 5 sekúnd po potvrdzovacom pípnutí načúvacích prístrojov.




ⓘ Zariadenie TV Connector sa pripojí k akémukoľvek kompatibilnému načúvaciemu prístroju, ktorý bude počas procesu pripájania v dosahu. Načúvacie prístroje sa po počiatočnom procese pripojenia automaticky znovu pripoja.

4. Každodenné používanie zariadenia TV Connector


- ⓘ Zariadenie TV Connector môže prijímať a prenášať signály Dolby Audio™, stereofónne alebo monofónne zvukové signály. Uistite sa, že v nastaveniach televízora (alebo na alternatívnych zdrojoch zvuku) nie je zapnutá funkcia DTS. V opačnom prípade bude tento zvukový signál signalizovaný načerveno blikajúcim indikátorom LED na zariadení TV Connector. Zmeňte zvukový signál na stereo (PCM) v ponuke nastavenia zvuku televízora. Prípadne použite analógový 3,5 mm audio kábel.

Zapnite televízor (alebo alternatívne audio zariadenie). Ak je zariadenie TV Connector zapnuté, bude automaticky vysielat' zvukový signál do pripojených načúvacích prístrojov.





Je možné, že budete musieť prijať prichádzajúci zvukový signál na načúvacom prístroji stlačením tlačidla načúvacieho prístroja.



Priamo v načúvacích prístrojoch budete počuť zvuk televízora/audio zariadenia.

ⓘ Uistite sa, že televízor/audio zariadenie sú zapnuté.

ⓘ Ak nie je k dispozícii žiadny zvukový vstup, zariadenie TV Connector automaticky vypne prenos zvuku do načúvacích prístrojov. Signalizačné svetlo bude neprerušovane svietiť nabielo (pohotovostný režim).

Ak sú načúvacie prístroje mimo dosahu zariadenia TV Connector, prenos zvuku sa ukončí. Keď sa načúvacie prístroje znovu dostanú do dosahu zariadenia TV Connector, automaticky sa obnoví vysielanie zvukového signálu.

4.1 Nastavenie hlasitosti zvuku prenášaného zo zariadenia TV Connector

Nastavenie hlasitosti zvuku zo zariadenia TV Connector:

- Stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti (+) na hornej strane zariadenia TV Connector.
- Stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti (-) na hornej strane zariadenia TV Connector.

V každom pripojenom načúvacom prístroji zaznie melódia, čo signalizuje, že hlasitosť sa zmenila.

ⓘ Hlasitosť sa dá nastaviť nezávisle od zdroja zvuku (Toslink alebo analógový). Individuálne nastavenia zostanú uložené aj po vypnutí zariadenia TV Connector.

4.2 Zariadenie TV Connector a telefonovanie

Ak sú načúvacie prístroje pripojené k vášmu mobilnému telefónu, môžete prijímať telefonické hovory aj pri používaní zariadenia TV Connector.





V prípade prichádzajúceho hovoru načúvacie prístroje automaticky vypnú zvukový signál zo zariadenia TV Connector a prehrajú sa upozornenia signalizujúce prichádzajúci hovor. Po telefonáte sa načúvacie prístroje automaticky prepnú späť na zvukový signál zo zariadenia TV Connector.

4.3 Vypnutie prenosu zvuku

Ak chcete ukončiť prenos zvukového signálu, jednoducho vypnite televízor alebo iné pripojené zdroje zvuku. Zariadenie TV Connector sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Prípadne vypnite zariadenie TV Connector pomocou hlavného vypínača v hornej časti zariadenia.

V takom prípade zariadenie TV Connector pri ďalšom použití zapnete pomocou hlavného vypínača.

4.4 Prehľad svetelnej indikácie (LED)

Svieti nazeleno		Zapnuté a vysiela zvuk
Svieti nabiele		Zapnuté, ale bez prenosu zvuku (pohotovostný režim)
Bliká namodro		Režim pripájania
Bliká načerveno		Nesprávny formát audio vstupu (DTS)
Žiadne svetlo		Vypnuté

5. Riešenie problémov

5.1 Testovanie prenosu zvuku

Ak nepočujete zvuk zo zdroja zvuku (napr. televízora), skontrolujte tieto možnosti:

- Uistite sa, že všetky káble sú správne pripojené k zariadeniu TV Connector a audio zariadeniu (napr. televízor)
- Uistite sa, že zvukový kábel je pripojený ku konektoru zvukového VÝSTUPU zdroja zvuku (napr. televízor)
- Zapnite audio zariadenie a zariadenie TV Connector
- Otestujte pripojenie zariadenia TV Connector k načúvacím prístrojom
- Prejdite kroky opísané v kapitole 3.5
- Otestujte pripojenie zariadenia TV Connector k audio zariadeniu (napr. televízor)
- Skontrolujte, či signalizačné svetlo svieti nazeleno

5.2 Otázky a odpovede

Súhrn často kladených otázok a odpovedí:

Príčiny

Potrebný postup

Nepočujem žiadny zvuk, hoci televízor je zapnutý a pripojený k zariadeniu TV Connector

V zariadení TV Connector nie je dostupný žiadny zvukový vstup (signalizačné svetlo svieti nabiele alebo bliká načerveno).

- Skontrolujte, či je optický kábel (Toslink) alebo analógový kábel (3,5 mm konektor) správne pripojený k zariadeniu TV Connector a zdroju zvuku.
- Skontrolujte, či je zvukový kábel pripojený k zvukovému výstupu zdroja zvuku (napr. televízora).
- Bliká načerveno, nesprávny formát zvukového vstupu (DTS) zo zdroja zvuku (napr. televízora). Prepnite na zvukový formát Dolby Audio™ alebo stereo (PCM) v nastaveniach zvuku vášho zdroja (napr. televízora). Ak to nie je možné, použite radšej analógový audio kábel (3,5 mm konektor).

Príčiny

Potrebný postup

Nepočuť zvuk zo zvukového zdroja, signalizačné svetlo LED nesvieti

Zariadenie TV Connector je pripojené, ale vypnuté. Stlačte a podržte hlavný vypínač na hornej strane zariadenia TV Connector na 2 sekundy, kým sa signalizačné svetlo LED nerozsvieti.

Signalizačné svetlo svieti nazeleno, ale nepočujem televízor

Zariadenie TV Connector nie je pripojené k načúvacím prístrojom. Pripojte načúvacie prístroje podľa opisu v kapitole 3.

Hlasitosť počas prenosu zvuku nie je príjemná (príliš nízka alebo príliš vysoká)

Rozličné televízory a zdroje zvuku majú rôznu výstupnú hlasitosť. Ak je zariadenie TV Connector pripojené k optickému konektoru (Toslink) vášho televízora, upravte hlasitosť tlačidlami na načúvacích prístrojoch. Prípadne upravte hlasitosť zariadenia TV Connector pomocou tlačidiel hlasitosti v hornej časti zariadenia.

Príčiny

Potrebný postup

Po pripojení zariadenia TV Connector sa reproduktor televízora vypne

Na televízore ste vybrali konektor pre slúchadlá.

- Skontrolujte, či sa v nastaveniach zvuku televízora dá aktivovať súčasné používanie reproduktorov.
- Na pripojenie zariadenia TV Connector k zdroju zvuku (napr. televízoru) použite optický kábel (Toslink) namiesto analógového kábla (3,5 mm konektor). Pozrite si kapitolu 3.4.

Zvuk v reproduktoroch televízora je oneskorený v porovnaní so zvukom prenášaným do načúvacích prístrojov

Nastavenie oneskorenia TV reproduktorov je príliš vysoké.

V ponuke nastavenia zvuku televízora upravte čas oneskorenia zvuku reproduktorov televízora (skrátte oneskorenie).

6. Servis a záruka

6.1 Platnosť záruky

Na výrobok je poskytovaná záručná doba v súlade s platným občianskym zákonníkom SR, ktorá vstupuje v platnosť v deň nákupu.

6.2 Medzinárodná garancia

Sonova AG poskytuje jednoročnú obmedzenú medzinárodnú garanciu, ktorá platí odo dňa zakúpenia. Táto obmedzená garancia sa vzťahuje iba na výrobné chyby a chyby materiálu na samotnom zariadení, nie však na príslušenstvo. Garancia je platná až po predložení dokladu o zakúpení tovaru.

Medzinárodná garancia nemá žiadny vplyv na zákonné práva, ktoré môžete mať na základe príslušnej miestnej legislatívy týkajúcej sa predaja spotrebného tovaru.

6.3 Obmedzenie záruky

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo starostlivosťou, vystavením chemikáliám, ponorením do vody, alebo nadmerným namáhaním. Záruka stráca platnosť pri škodách spôsobených tretími stranami alebo neautorizovaným servisom. Ďalej sa záruka nevzťahuje na príslušenstvo, ktoré podlieha opotrebovaniu spôsobené obvyklým používaním. Táto záruka sa nevzťahuje na servis vykonaný predajcom zariadení na jeho pracovisku.

Sériové číslo:

Autorizovaný

predajca

(pečiatka/podpis):

Dátum zakúpenia:

7. Informácie o zhode

Európa:

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Sonova AG týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je možné získať od výrobcu alebo od miestneho zástupcu, ktorého adresa je uvedená na internetových stránkach www.phonak.com/us/en/certificates.

Prevádzková frekvencia: 2400 – 2483,5 MHz

Úroveň výkonu: <20 mW vedený výkon

Austrália/Nový Zéland:



R-NZ

Označuje súlad zariadenia s platnými regulačnými ustanoveniami na riadenie rádiového spektra (RSM) a ustanoveniami austrálskeho úradu pre komunikácie a médiá (ACMA) na legálny predaj na Novom Zélande a v Austrálii.

Označenie zhody R-NZ je určené pre rádiové produkty dodávané na trhu Nového Zélandu v rámci úrovne zhody A1.

Poznámka 1:

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC a licencií kanadského federálneho ministerstva pre priemysel – výňatok RSS. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- 1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- 2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Poznámka 2:

Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Sonova AG, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia FCC na prevádzku tohto zariadenia.

Poznámka 3:

Toto zariadenie bolo testované a vyhovelo obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC a ICES-003 kanadského federálneho ministerstva pre priemysel.

Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo sa dá overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúčame používateľovi, aby sa pokúsil toto rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z týchto opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu televízora alebo alternatívneho zdroja zvuku.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o radu predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

Poznámka 4:

Súladi s japonským zákonom o rozhlasových zariadeniach. Toto zariadenie vyhovuje japonskému zákonu o rozhlasových zariadeniach (電波法). Toto zariadenie sa nesmie modifikovať (inak bude udelené číslo označenia neplatné).

Podrobnejšie informácie nájdete v dátovom liste, ktorý si môžete prevziať na adrese www.phonak.com/tvconnector

Poznámka 5:**Vyhlásenie FCC/kanadského federálneho ministerstva pre priemysel o vystavení RF žiareniu**

Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC/kanadského federálneho ministerstva pre priemysel o vystavení RF žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie sa musí inštalovať a používať pri minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiaričom a vaším telom. Tento vysielač sa nesmie nachádzať na rovnakom mieste ani používať v spojení so žiadnou inou anténou alebo vysielačom.

8. Informácie a vysvetlenie symbolov



Symbol CE je potvrdením zo strany spoločnosti Sonova AG, že tento výrobok spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach.



Tento symbol označuje, že je dôležité, aby si používateľ prečítal a zohľadnil príslušné informácie uvedené v tomto návode na použitie.



Označuje výrobcu zariadenia.



Tento symbol označuje, že je dôležité, aby používateľ venoval pozornosť príslušným výstražným upozorneniam v tomto návode na použitie.



Dôležité informácie pre manipuláciu a bezpečnosť výrobku.

Prevádzkové podmienky

Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby bez problémov a obmedzení fungovalo pri použití na účely, na ktoré je určené, ak v tomto návode na použitie nie je uvedené inak.



Teplota pri preprave a skladovaní:
-20 °C až +60 °C
Teplota pri prevádzke:
0 °C až +40 °C



Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.



Uchovávajte v suchu.



Zariadenie je navrhnuté pre zdroj jednosmerného prúdu (DC) so špecifikovanými parametrami definovanými na štítku výrobku.



Vlhkosť pri preprave a skladovaní:
<90 % (bez kondenzácie).
Vlhkosť pri prevádzke:
<90 % (bez kondenzácie).



Atmosférický tlak: 500 hPa až 1500 hPa.









Tento symbol na výrobku alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať s iným komunálnym odpadom. Ste zodpovední za likvidáciu odpadu zo zariadenia oddelene od komunálneho odpadu. Správna likvidácia starého zariadenia pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí.


9. Dôležité informácie o bezpečnosti


Pred použitím zariadenia si prečítajte informácie na nasledujúcich stranách.


Upozornenia na riziká

-  Toto zariadenie nie je určené pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Obsahuje malé časti, ktoré môžu v prípade ich prehltnutia deťmi spôsobiť dusenie. Uchovávajte mimo dosahu detí, mentálne postihnutých osôb a domácich zvierat. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo nemocnicu.
-  Zariadenie TV Connector môže vytvárať magnetické polia. Ak zacítite nejaký vplyv zariadenia TV Connector na implantovaný prístroj (napr. kardiostimulátory, defibrilátory atď.), prestaňte používať zariadenie TV Connector a poraďte sa s lekárom a/alebo výrobcom implantovaného prístroja.

-  Používajte len načúvacie prístroje, ktoré boli poskytovateľom načúvacích prístrojov naprogramované špeciálne pre vás.
-  Elektrické komponenty zlikvidujte v súlade s vašimi miestnymi predpismi.
-  Zmeny alebo úpravy akýchkoľvek zariadení, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou Sonova AG, sú zakázané.
-  Externé zariadenia sa môžu pripojiť iba vtedy, ak boli testované v súlade s príslušnými normami IEC 60601-1, IEC 60065, IEC 60950-1, IEC 62368-1 alebo inými platnými bezpečnostnými normami. Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Sonova AG.

-  Z bezpečnostných dôvodov používajte iba nabíjačky dodávané spoločnosťou Sonova AG alebo stabilizované nabíjačky s napätím 5 V DC, min. 500 mA.

-  Nepoužívajte zariadenie na miestach s nebezpečenstvom výbuchu (bane alebo priemyselné oblasti s nebezpečenstvom výbuchu, prostredia s vysokým obsahom kyslíka alebo oblasti, kde sa manipuluje s horľavými anestetikami) alebo tam, kde sú zakázané elektronické zariadenia.

-  Pri otvorení zariadenia môže dôjsť k jeho poškodeniu. Ak sa vyskytnú problémy, ktoré sa nebudú dať odstrániť podľa odporúčaní v časti o riešení problémov v tomto návode na použitie, poraďte sa s vaším poskytovateľom načúvacích prístrojov/predajcom.

Informácie o bezpečnosti výrobku

- ① Konektory zariadenia, zástrčky a napájací zdroj chráňte pred špinou a nečistotami.
- ① Pri pripájaní rôznych káblov k zariadeniu nepoužívajte nadmernú silu.
- ① Chráňte zariadenie pred nadmernou vlhkosťou (miesta určené na kúpanie alebo plávanie) a zdrojmi tepla (radiátor). Chráňte zariadenie pred nadmernými otrasmi a vibráciami.
- ① Zariadenie čistite vlhkou handričkou. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky určené pre domácnosť (prací prášok, mydlo atď.) ani alkohol. Na vysušenie zariadenia nikdy nepoužívajte mikrovlnnú rúru ani iné ohrevné zariadenia.
- ① Röntgenové žiarenie, skeny CT alebo MRI môžu zničiť alebo nepriaznivo ovplyvniť správne fungovanie zariadenia.

- ① Ak zariadenie spadlo na zem alebo je poškodené, ak sa prehrieva, má poškodený kábel alebo zástrčku alebo spadlo do kvapaliny, prestaňte ho používať a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ďalšie dôležité informácie

- ① Elektronické zariadenia s vysokým výkonom, väčšie elektronické inštalácie a kovové konštrukcie môžu zhoršiť a výrazne skrátiť prevádzkový dosah.
- ① Chráňte si oči pred svetlom z optického kábla Toslink, keď je zapojený do zariadenia alebo televízora.

Distribútor pre Slovenskú republiku:

Artsonic s. r. o.
so sídlom Radlinského 27,
811 07 Bratislava
www.artsonic.sk
www.phonak.sk



Výrobca:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Švajčiarsko
www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD

